


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Pomcポリクローナル抗体 - P01189

商品番号: CM0027594



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたAnti-POMCポリクローナル抗体。エネルギーバランスとストレス応答に関与する下垂体ホルモンの前駆体であるプロオピオメラノコルチンを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POMC Rabbit pAb
備考/別名	LPH; MSH; NPP; POC; ACTH; CLIP; OBAIRH; POMC
種	ヒト
遺伝子ID	5443
免疫原	ヒトPOMC (NP_000930.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01189
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ