

## ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Pomgnt2 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nat1

商品番号: CM0017937



### 前書き

ヒトPOMGNT2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。O-マンノシル化、ジストログリカンのグリコシル化、先天性筋ジストロフィーのメカニズム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | POMGNT2 ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名       | AGO6L; GTDC2; MDDGA8; MDDGC8; C3orf39; POMGNT2           |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 84892                                                    |
| GeneID      | 84892                                                    |
| 免疫原         | ヒトPOMGNT2 (NP_116195.2) のアミノ酸160-340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                |
| 適用          | WB, ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS       | Q8NAT1                                                   |
| タンパク質分子量    | 67kDa                                                    |
| 配送          | 保冷バッグ                                                    |