

Wb、Elisa用 抗Pomkポリクローナル抗体 - Q9H5K3

商品番号: CM0017507

前書き

タンパク質O-マンノースキナーゼ（POMK）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ジストログリカノパシー研究のため、マウスおよびラットと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POMK ウサギ pAb
備考/別名	SGK196; MDDGA12; MDDGC12; POMK
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84197
遺伝子ID	84197
免疫原	ヒトPOMK（NP_115613.1）のアミノ酸1-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9H5K3
タンパク質分子量	40kDa
配送	保冷バッグ