


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Pomp ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Y244

商品番号: CM0029773



前書き

ヒトPOMPに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。プロテアソーム成熟研究、シャペロン研究、タンパク質分解解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POMP ウサギ pAb
備考/別名	UMP1; PRAAS2; HSPC014; C13orf12; PNAS-110; POMP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51371
GeneID	51371
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPOMP (NP_057016.1) のアミノ酸1-141に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y244
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	保冷バッグ