


Anti-Pon1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27169

商品番号: CM0009655



前書き

ヒトPON1（血清パラオキシナーゼ/アリールエステラーゼ1）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。40 kDaタンパク質（SWISS:

P27169）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PON1 Rabbit mAb
備考/別名	ESA; PON; MVCD5; PON1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5444
免疫原	合成ペプチド：ヒトPON1 (P27169) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27169
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ