


抗Pon1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P27169

商品番号: CM0026336



前書き

ヒト血清パラオキシナーゼ/アリールエステラーゼ1（PON1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。有機リン解毒作用とアテローム性動脈硬化経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PON1 ウサギpAb
別名	ESA; PON; MVCD5; PON1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5444
GeneID	5444
免疫原	ヒトPON1（NP_000437.3）のアミノ酸20～150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27169
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	保冷剤