


Wb、Elisa用抗Pon1ウサギポリクローナル抗体 - P27169

商品番号: CM0018182



前書き

WBおよびELISA用のPON1（P27169）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。血清パラオキシナーゼ／アリールエステラーゼ1の有機リン化合物加水分解機能およびHDL関連抗酸化活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PON1ウサギpAb
備考／別名	ESA ; PON ; MVCD5 ; PON1
種	ヒト
Gene ID	5444
免疫原	ヒトPON1（NP_000437.3）のアミノ酸9～109に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27169
タンパク質分子量	40kDa
配送	保冷剤