

抗Pon2ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用途） - Q15165

商品番号: CM0022043

前書き

ヒトPON2（血清パラオキシナーゼ/アリールエステラーゼ2）を対象とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。抗酸化活性と脂質過酸化防止に参与する分子量39kDaの膜タンパク質を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PON2 Rabbit pAb
備考／別名	PON2
対象種	ヒト
GeneID	5445
免疫原	ヒトPON2（NP_000296.2）のアミノ酸1～210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15165
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋