

Anti-Pon3 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15166

商品番号: CM0019795

前書き

ヒトPON3を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。血清パラオキシナーゼ/ラクトナーゼ3の機能およびスタチンプロドラッグの加水分解の調査に最適です。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PON3 Rabbit pAb
備考/別名	PON3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5446
遺伝子ID	5446
免疫原	合成ペプチド ヒトPON3 (NP_000931.1) のアミノ酸250-350領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15166
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ