

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Pop4ポリクローナル抗体 - O95707

商品番号: CM0027410



前書き

tRNA成熟に関与するリボヌクレアーゼPサブユニットであるPOP4（RPP29）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済み。tRNAプロセッシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POP4 Rabbit pAb
備考/別名	RPP29; POP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10775
GeneID	10775
免疫原	ヒトPOP4（NP_006618.1）のアミノ酸1-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95707
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋