

## Anti-Pop4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95707

商品番号: CM0016203



## 前書き

WBおよびELISAで検証された高品質なanti-POP4 ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのリボヌクレアーゼPサブユニットp29を標的とします。tRNAプロセッシングや核小体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | POP4 Rabbit pAb                                     |
| 備考/別名       | RPP29; POP4                                         |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 10775                                               |
| 免疫原         | ヒトPOP4 (NP_006618.1) のアミノ酸1-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、ラット                                              |
| SWISS       | O95707                                              |
| タンパク質分子量    | 25kDa                                               |
| 配送          | 氷袋                                                  |