

WbおよびElisa用抗Pop5ウサギポリクローナル抗体 - Q969H6

商品番号: CM0021789



前書き

tRNAおよびrRNAの成熟に関与するリボヌクレアーゼPおよびMRP複合体の主要サブユニットであるヒトPOP5を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットとの交差反応性あり。 - Q969H6

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	POP5ウサギpAb
備考/別名	RPP2; RPP20; hPop5; HSPC004; POP5
種	ヒト
遺伝子ID	51367
免疫原	ヒトPOP5 (NP_057002.2) のアミノ酸50〜150内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q969H6
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ