

Anti-Pot1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nux5

商品番号: CM0015814



前書き

POT1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのPOT1（テロメア長の調節と保護に不可欠なシェルテリン複合体の構成要素）と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POT1 Rabbit pAb
備考/別名	GLM9; CMM10; HPOT1; POT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25913
GeneID	25913
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPOT1（NP_056265.2）のアミノ酸497-634に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NUX5
タンパク質分子量	71kDa
配送	氷袋