

抗Pou1F1ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用）- P28069

商品番号: CM0024466



前書き

ヒトPOU1F1（PIT1/GHF-1）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みで、下垂体発生や転写因子研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POU1F1 ウサギ pAb
備考／別名	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a; POU1F1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5449
GeneID	5449
免疫原	ヒトPOU1F1（NP_000297.1）のアミノ酸124～273番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P28069
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋梱包