

抗Pou1F1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応）- P28069

商品番号: CM0023812



前書き

POU1F1 (PIT1/GHF-

1) に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットティング、免疫蛍光法、免疫組織化学、ELISAに適しています。成長ホルモンとプロラクチンの調節に関わる下垂体特異的転写因子であるヒト、マウス、ラットのPOU1F1を検出します。下垂体発生および内分泌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	POU1F1 ウサギ pAb
備考/別名	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5449
遺伝子ID	5449
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28069
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋