

WbおよびElisa用 Anti-Pou2Af1 ポリクローナル抗体 - Q16633

商品番号: CM0029176



前書き

胚中心形成に必須のB細胞特異的転写共役因子POU2AF1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POU2AF1 Rabbit pAb
備考/別名	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1; POU2AF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5450
遺伝子ID	5450
免疫原	ヒトPOU2AF1 (NP_006226.2) のアミノ酸1-256に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16633
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ