

抗Pou2F1/Oct1ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P14859

商品番号: CM0008432



前書き

ヒトPOU2F1/OCT1を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPOU2F1（約76 kDa）を検出します。転写調節、核内受容体シグナル伝達、HSV感染メカニズムの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POU2F1/OCT1 ウサギmAb
備考/別名	OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5451
GeneID	5451
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14859
タンパク質重量	76 kDa
配送	アイスバッグ