

WbおよびElisa用抗Pou2F2（Oct2）ウサギポリクローナル抗体 - P09086

商品番号: CM0021055



前書き

ヒトPOU2F2（OCT2、OTF2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。B細胞および免疫グロブリン調節研究における転写因子の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POU2F2ウサギpAb
備考／別名	OCT2；OTF2；Oct-2；POU2F2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5452
GeneID	5452
免疫原	ヒトPOU2F2（NP_001193954.1）のアミノ酸400～479内の配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09086
タンパク質分子量	51 kDa
配送	保冷バッグ