


Anti-Pou2F3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Uki9

商品番号: CM0013788



前書き

ヒトPOU2F3 (Oct-11)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスとの交差反応性があります。ケラチノサイト分化および杯細胞機能に参与する転写因子を標的とします。皮膚学および粘膜免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POU2F3 Rabbit pAb
備考/別名	PLA1; OCT11; PLA-1; Epoc-1; OCT-11; OTF-11; Skn-1a; POU2F3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25833
遺伝子ID	25833
免疫原	ヒトPOU2F3 (NP_055167.2) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9UKI9
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスパック