

Wb、Elisa用 Anti-Pou3F1ポリクローナル抗体 - Q03052

商品番号: CM0022417

前書き

ヒトOCT6/SCIP転写因子を標的とするPOU3F1ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。神経科学および幹細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POU3F1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	OCT6; OTF6; SCIP; POU3F1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5453
遺伝子ID	5453
免疫原	ヒトPOU3F1 (NP_002690.3) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q03052
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋