

抗Pou3F2ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P20265

商品番号: CM0023329



前書き

ヒトPOU3F2転写因子（BRN2、OCT7）に対するアフィニティー精製済みウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。神経外胚葉系統を標的とし、神経分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POU3F2 ウサギpAb
備考/別名	BRN2; OCT7; OTF7; OTF-7; POUF3; brn-2; oct-7; N-Oct3; POU3F2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5454
遺伝子ID	5454
免疫原	ヒトPOU3F2の1-68アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_005595.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P20265
タンパク質重量	47kDa
配送	アイスバッグ