

WbおよびElisa用Anti-Pou3F4ポリクローナル抗体 - P49335

商品番号: CM0019362

前書き

ヒトPOU3F4 (BRN-4)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPOU3F4を検出します。神経科学研究および転写因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POU3F4 Rabbit pAb
備考/別名	BRN4; DFN3; OTF9; BRN-4; DFNX2; OCT-9; OTF-9; BRAIN-4; POU3F4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5456
遺伝子ID	5456
免疫原	ヒトPOU3F4 (NP_000298.3) のアミノ酸1-190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49335
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ