

Anti-Pou4F2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q12837

商品番号: CM0024460

前書き

ヒトPOU4F2 (BRN3B)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。網膜神経節細胞の分化および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POU4F2 Rabbit pAb
備考/別名	BRN3B; BRN3.2; Brn-3b; POU4F2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5458
GeneID	5458
免疫原	ヒトPOU4F2 (NP_004566.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12837
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋