

Wb、Elisa用 Anti-Pou4F3 ポリクローナル抗体 - Q15319

商品番号: CM0025378

前書き

ヒトPOU4F3（BRN3C）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。聴覚系発達および内耳有毛細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POU4F3 ウサギ pAb
備考/別名	BRN3C; DFNA15; DFNA42; DFNA52; POU4F3
種	ヒト
遺伝子ID	5459
免疫原	ヒトPOU4F3（NP_002691.1）のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15319
タンパク質重量	37kDa
配送	保冷バッグ