

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Pou6F1ウサギポリクローナル抗体 - Q14863

商品番号: CM0028473



前書き

ヒトPOU6F1（BRN5、MPOU、TCFB1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。神経科学および転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POU6F1 Rabbit pAb
別名	BRN5; MPOU; TCFB1; POU6F1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5463
GeneID	5463
免疫原	ヒトPOU6F1（NP_002693.3）のアミノ酸1-301番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14863
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷剤