

抗Pp1Bウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P62140

商品番号: CM0011260

前書き

ヒトPP1β触媒サブユニットを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体（P62140）です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。細胞分裂、グリコーゲン代謝、MAPK経路の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP1 beta ウサギmAb
備考 / 別名	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5500
GeneID	5500
免疫原	合成ペプチド ヒトPP1 beta (P62140) のアミノ酸228～327番領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62140
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	氷袋