

抗Pp1Bウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P62140

商品番号: CM0013083

前書き

ヒトPP1β（PPP1CB）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAへの適用が可能です。マウスおよびラットと交差反応します。37 kDaのタンパク質を検出します。細胞周期、グリコーゲン代謝、概日リズム研究での検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP1 beta Rabbit pAb
備考/別名	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
対象種	ヒト
GeneID	5500
免疫原	合成ペプチド（ヒトPP1ベータ（NP_002700.1）のアミノ酸227～327番内の配列に対応する合成ペプチド）
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62140
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤梱包