

Anti-Pp1ベータ ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P62140

商品番号: CM0012829

前書き

ヒトPP1ベータ（PPP1CB）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応。マウス、ラットと交差反応します。細胞分裂、グリコーゲン代謝、MAPKシグナル伝達に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP1 ベータ ウサギpAb
別名	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5500
GeneID	5500
免疫原	ヒトPP1ベータ（NP_002700.1）のアミノ酸227～327領域の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62140
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	氷袋