


Wb、Elisa用抗Pp2A-Aβ/Pr65B/Ppp2R1Bポリクローナル抗体 - P30154

商品番号: CM0021567



前書き

タンパク質ホスファターゼ2Aの足場サブユニットであるヒトPP2A-

Aβ/PR65β/PPP2R1Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、ラットとの交差反応性があります。PP2Aシグナル伝達、細胞周期制御、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2A-Aβ/PR65β/PPP2R1BウサギpAb
備考／別名	PPP2R1B；PP2A-Abeta；PR65B；タンパク質ホスファターゼ2足場サブユニットAbeta；PP2A-Aβ/PR65β/PPP2R1B
種	ヒト
遺伝子ID	5519
免疫原	ヒトPP2A-Aβ/PR65β/PPP2R1B（NP_002707.3）のアミノ酸502～601内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P30154
タンパク質分子量	52kDa/61kDa/66kDa/73kDa
輸送	保冷バッグ