


Wb、Elisa用抗Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2Aモノクローナル抗体 - P63151

商品番号: CM0007200



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのヒトPP2A-B55α/PR55α/PPP2R2Aウサギモノクローナル抗体。52kDaタンパク質を認識し、マウスとも交差反応します。細胞周期および有糸分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A ウサギmAb
備考/別名	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	5520
GeneID	5520
免疫原	合成ペプチド - ヒトPP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (NP_002708.1) のアミノ酸94～194内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P63151
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ