


抗Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A ウサギポリクローナル抗体 - P63151

商品番号: CM0014540



前書き

ヒトPP2A-

B55α/PR55α/PPP2R2A（PPP2R2A）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5520
GeneID	5520
免疫原	ヒトPP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (NP_002708.1) のアミノ酸100-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63151
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤