


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2Aウサギポリクローナル抗体 - P63151

商品番号: CM0020376



前書き

PP2A-

B55α/PR55α/PPP2R2Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞周期制御およびホスファターゼ研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2AウサギpAb
備考/別名	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5520
遺伝子ID	5520
免疫原	ヒトPP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (NP_002708.1) のアミノ酸1~447に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63151
タンパク質分子量	52kDa
配送	保冷バッグ