


Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - Q14738

商品番号: CM0023533



前書き

PP2A-B56δ (PPP2R5D)

を標的とするウサギポリクローナル抗体 (WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA用)。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。プロテインホスファターゼ2A調節サブユニットの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D ウサギpAb
備考/別名	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5528
遺伝子ID	5528
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14738
タンパク質重量	70kDa
配送	アイスバッグ