

Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q14738

商品番号: CM0003335



前書き

ヒトPP2A-

B56δ (PPP2R5D) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに適用可能；ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換え免疫原（aa 480-602）、70kDa。研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D Rabbit mAb
備考/別名	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5528
GeneID	5528
免疫原	ヒトPPP2R5D (NP_006236.1) のアミノ酸480-602に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14738
タンパク質分子量	70kDa
配送	氷袋