


Pp2A-B56γ/Pr61γ/PPP2R5Cに対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q13362

商品番号: CM0025011



前書き

PP2A-

B56γ/PR61γ/PPP2R5Cを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。DNA損傷応答、ERKシグナル伝達、細胞周期制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C ウサギpAb
備考・別名	B56G; PR61G; B56gamma; PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5527
GeneID	5527
免疫原	ヒトPP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C (NP_848702.1) のアミノ酸1-320番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13362
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	保冷剤