

WbおよびElisa用 Anti-Pp2A-B56B/Pr61B/Ppp2R5B ポリクローナル抗体 - Q15173

商品番号: CM0021558

前書き

ヒトPP2A-B56β/PR61β/PPP2R5Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性あり。PP2A調節、AKT1シグナル伝達、細胞質ホスファターゼ研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B ウサギ pAb
備考/別名	B56B; PR61B; B56beta; PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5526
GeneID	5526
免疫原	ヒトPP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B (NP_006235.1) のアミノ酸400-497に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q15173
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ