


Wb、Ihc-P、If/Icc用 抗Pp2AカタリティックA ウサギポリクローナル抗体 - P67775

商品番号: CM0028885



前書き

PP2AカタリティックαウサギpAb (P67775) は、ヒト、マウス、ラットに対する交差反応性を有し、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。PP2Aシグナル伝達、細胞周期調節、転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2Aカタリティックα ウサギpAb
備考/別名	RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; PP2Aカタリティックα
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5515
GeneID	5515
免疫原	ヒトPP2Aカタリティックα (NP_002706.1) のアミノ酸1-309に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P67775
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ