

抗Pp2A触媒Bサブユニット（Ppp2Cb）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P62714

商品番号: CM0025020

前書き

ヒトPP2A触媒サブユニットβアイソフォーム（PPP2CB）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。PP2Aシグナル伝達やSTRIPAK複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2A触媒β ウサギpAb
別名	PP2CB; PP2Aβ; PP2A Catalytic β
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5516
GeneID	5516
免疫原	ヒトPP2A触媒β（NP_001009552.1）のアミノ酸1-309番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62714
タンパク質分子量	36kDa
配送方法	保冷剤