


Wb、Elisa用抗Ppa1ポリクローナル抗体 - Q15181

商品番号: CM0019776



前書き

PPA1ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで実証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。無機ピロホスファターゼを標的とし、ジリン酸加水分解とJNK脱リン酸化に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPA1 Rabbit pAb
別名	PP; PPI; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	5464
GeneID	5464
免疫原	ヒト PPA1 (NP_066952.1) のアミノ酸1-289に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15181
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋