


Wb、Elisa用抗Ppa1ポリクローナル抗体 - Q15181

商品番号: CM0018362



前書き

ヒトPPA1（無機ピロフォスファターゼ）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで実証済み、マウスおよびラットと交差反応します。研究および診断開発におけるリン酸代謝とJNKシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPA1 ウサギ pAb
備考/別名	PP; PPI; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5464
GeneID	5464
免疫原	ヒトPPA1（NP_066952.1）のアミノ酸1〜289に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15181
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋