

Anti-Ppap2Aポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）- O14494

商品番号: CM0030161



前書き

PPAP2A Rabbit

pAbは、ヒトホスホリピドホスファターゼ1（LPP1/PAP2a）を標的とします。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットと反応します。脂質リン酸シグナル伝達およびホスファターゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPAP2A Rabbit pAb
備考/別名	LPP1; PAP2; LLP1a; PAP-2a; PPAP2A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8611
免疫原	ヒトPPAP2A (NP_003702.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14494
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ