

Wb、Elisa用 抗Ppap2B ウサギ ポリクローナル抗体 - O14495

商品番号: CM0020714

前書き

ヒトPPAP2B/PLPP3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットに反応します。血管生物学やシグナル伝達における脂質リン酸ホスファターゼの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPAP2B ウサギ pAb
備考/別名	LPP3; VCIP; Dri42; PAP2B; PPAP2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8613
GeneID	8613
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14495
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ