

WbおよびElisa用抗Pparaウサギモノクローナル抗体 - Q07869

商品番号: CM0011647



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの高品質PPARαウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPPARαに反応します。脂質代謝、ペルオキシソーム増殖、核内受容体シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPARαウサギmAb
備考／別名	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPARα
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5465
GeneID	5465
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q07869
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ