


ウエスタンブロット用 抗Ppara ウサギポリクローナル抗体 - Q07869

商品番号: CM0019605



前書き

ヒトPPARAを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット用に検証済みです。マウスとの交差反応性があります。PPAR α を含む脂質代謝および核内受容体研究における必須のツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPARA ウサギ pAb
備考/別名	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPARA
種	ヒト
遺伝子ID	5465
免疫原	ヒトPPARA (NP_001001928.1) のアミノ酸201-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB (ウエスタンブロット)
交差反応性	マウス
SWISS	Q07869
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ