


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ppardポリクローナル抗体 - Q03181

商品番号: CM0029820



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証済みのウサギポリクローナルPPAR D抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。エネルギー代謝と脂肪酸酸化に関与するペルオキシソーム増殖剤活性化受容体デルタを標的。約50kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPARD ウサギ pAb
備考/別名	FAAR; NUC1; NUC1; NR1C2; NUC2; PPARB; PPARD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5467
GeneID	5467
免疫原	ヒトPPARD (NP_803184.1) のアミノ酸102-361に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03181
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ