


WbおよびElisa用Anti-Ppardウサギポリクローナル抗体 - Q03181

商品番号: CM0026558



前書き

ヒトPPARDを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。代謝および遺伝子調節研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPARD Rabbit pAb
備考/別名	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUC2; PPARG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5467
GeneID	5467
免疫原	ヒトPPARD (NP_006229.1) のアミノ酸101-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q03181
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ