

Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ppary ウサギ ポリクローナル抗体 - P37231

商品番号: CM0013399



前書き

IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのPPAR γ ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。脂肪形成、代謝、炎症の重要な調節因子である核内受容体PPAR γ を標的。代謝性疾患および癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPAR γ ウサギ pAb
備考/別名	GLM1; CIMT1; NR1C3; PPARG1; PPARG2; PPARG5; PPARGgamma; PPAR γ
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	5468
GeneID	5468
免疫原	合成ペプチド: ヒトPPAR γ (NP_056953.2) のアミノ酸100-200に対応する配列に基づく合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37231
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ