

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Ppatポリクローナル抗体 - Q06203

商品番号: CM0028408

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用ウサギポリクローナル抗PPAT抗体。ヒトPPAT（グルタミンPRPPアミドトランスフェラーゼ）を認識し、マウスおよびラットと交差反応します。分子量約57 kDa、プリン生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPAT Rabbit pAb
備考/別名	GPAT; PRAT; ATASE; PPAT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5471
GeneID	5471
免疫原	ヒトPPAT (NP_002694.3) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06203
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ