

Wb、Elisa用抗Ppbpポリクローナル抗体 - P02775

商品番号: CM0022871



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで実証済みの高品質抗PPBP（CXCL7）ウサギポリクローナル抗体。ヒト血小板塩基性タンパク質およびケモカイン変異体を検出します。炎症、白血球活性化、抗菌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPBP ウサギ pAb
略称・別名	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5473
遺伝子ID	5473
免疫原	ヒトPPBP (NP_002695.1) のアミノ酸31～128番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02775
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	保冷剤