

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ppcsラビットモノクローナル抗体 - Q9Hab8

商品番号: CM0002927



前書き

ヒトPPCS（ホスホパントテン酸－システインリガーゼ）に対するラビットモノクローナル抗体。WB、IHC、ELISAで検証済み。ビタミンB5からの補酵素A合成の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPCS Rabbit mAb
備考/別名	CMD2C; PPCS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79717
GeneID	79717
免疫原	合成ペプチド：ヒトPPCS (Q9HAB8) のアミノ酸212-311領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HAB8
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ